

LAMPIRAN III DOKUMENTASI

1. Sodium Alginate



2. TACP (Thermal Activated Cassava Peel) dicampur dengan Alginat



3. TACP + Alginat dimasukkan ke larutan CaCl₂ 5%



4. Pencucian Fiber Adsorbent dengan aquades



5. Alginat diletakkan di dalam loyang untuk selanjutnya dimasukkan ke oven



6. Alginat yang telah dikeluarkan dari oven yang kemudian dipotong kecil



7. Fiber di *shaking* dengan *orbital shaker*



8. Sampel FACP dengan Pb^{2+} diuji dengan AAS

