

Lampiran 3. Prosedur Kerja Spirometer

Prosedur pengukuran adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan spirometer lengkap dengan kertas grafik dan *mouthpiece*.
- b) Menghidupkan alat dan membiarkan ± 10 menit.
- c) Menekan tombol ID lalu memasukkan data responden pekerja yang terdiri dari ID, umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin,
- d) Meminta responden bersiap dalam posisi berdiri dan berpakaian longgar.
- e) Mengukur fungsi paru
- f) Melakukan pengukuran *Force Vitas Capacity* dan *Forced Expiratory Volume in 1 second*.