

lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Reaktor Skala Pilot



Ukuran Spons 3 cm x 3 cm



Spons Diikat Agar Tidak Mengembang




Pembuatan Media Laktosa Broth



Penetesan Sodium Sitrat



Koloid Nanopartikel Perak




Presumptive Test




Confirmed Test



Tabung Positif



Tabung Negatif



Air Limbah Domestik



Kiri : Air Limbah Domestik
Kanan: Air Olahan Media Disinfeksi



Spons+AgNPs Membusuk Setelah Digunakan Sebagai Media Disinfeksi Setelah 3 Hari



Spons Tanpa AgNPs Membusuk Setelah Dialirkan Air Limbah Setelah 1 Hari